



# 检测报告

## Test Report

送检企业: 苏州弗莱仕实验室设备有限公司

样品名称: 实芯理化板

检验类别: 委托检验

  
厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



样品名称	: 实芯理化板	型号规格	: /
商标	: /	样品数量	: 1 个
委托单位	: 苏州弗莱仕实验室设备有限公司		
委托单位地址	: 苏州市相城市区澄阳路 88 号		
生产单位	: 苏州弗莱仕实验室设备有限公司		
生产单位地址	: 苏州市相城市区澄阳路 88 号		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2025 年 07 月 15 日-2025 年 07 月 24 日
签发日期	: 2025 年 07 月 24 日		
检验依据	: 依据企业要求		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 62%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群

报告签发: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



## 检测结果:

序号	检测项目	检测指标	检测结果	单项判定
1.	环保性能	目标化合物释放量 (甲基氯仿)	未检出	合格
2.	环保性能	目标化合物释放量 (甲苯)	未检出	合格
3.	环保性能	甲醛释放量	0.020mg/m <sup>3</sup>	合格
4.	环保性能	目标化合物释放量 (苯酚)	未检出	合格
5.	环保性能	目标化合物释放量 (TVOC)	未检出	合格
6.	耐黄变色牢度	灰色样卡等级	5 级	合格
7.	表面抗菌性能	表皮葡萄球菌抗菌活性值	3.2	合格
8.	表面抗菌性能	表皮葡萄球菌抗菌率	99.9%	合格
9.	表面抗菌性能	宋氏志贺氏菌抗菌活性值	2.6	合格
10.	表面抗菌性能	大肠杆菌抗菌活性值	2.8	合格
11.	表面抗菌性能	宋氏志贺氏菌抗菌率	99.7%	合格
12.	表面抗菌性能	大肠杆菌抗菌率	99.8%	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202507240A1330

13.	三聚氰胺迁移量	迁移量	未检出	合格
14.	产品表面耐磨性能	表面耐磨值	2100r	合格
15.	表面耐化学腐蚀性能	40% 氢氧化钠	5 级无明显变化	合格
16.	表面耐化学腐蚀性能	5% 氯化钠溶液	5 级无明显变化	合格
17.	表面耐化学腐蚀性能	5% 过氧化氢溶液	5 级无明显变化	合格
18.	表面耐化学腐蚀性能	98% 硫酸	5 级无明显变化	合格
19.	表面耐化学腐蚀性能	二甲苯	5 级无明显变化	合格
20.	表面耐化学腐蚀性能	5% 氨水	5 级无明显变化	合格
21.	表面耐化学腐蚀性能	99% 乙酸	5 级无明显变化	合格
22.	表面耐化学腐蚀性能	5% 硫酸铜溶液	5 级无明显变化	合格
23.	表面耐化学腐蚀性能	丙酮	5 级无明显变化	合格
24.	表面耐化学腐蚀性能	硅油	5 级无明显变化	合格
25.	表面耐化学腐蚀性能	95% 乙醇	5 级无明显变化	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202507240A1330

26.	表面耐化学腐蚀性能	橙汁	5 级无明显变化	合格
27.	表面耐化学腐蚀性能	丁酮	5 级无明显变化	合格
28.	表面耐化学腐蚀性能	13% 次氯酸钠溶液	5 级无明显变化	合格
29.	表面耐化学腐蚀性能	牛奶	5 级无明显变化	合格
30.	表面耐化学腐蚀性能	品红	5 级无明显变化	合格
31.	表面耐化学腐蚀性能	10% 氯化镁溶液	5 级无明显变化	合格
32.	表面耐化学腐蚀性能	甲苯	5 级无明显变化	合格
33.	表面耐化学腐蚀性能	石脑油	5 级无明显变化	合格
34.	表面耐化学腐蚀性能	茶	5 级无明显变化	合格
35.	表面耐化学腐蚀性能	90% 甲酸	5 级无明显变化	合格
36.	表面耐化学腐蚀性能	氯仿	5 级无明显变化	合格
37.	表面耐化学腐蚀性能	甲基橙	5 级无明显变化	合格
38.	表面耐化学腐蚀性能	面霜	5 级无明显变化	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI202507240A1330

39.	表面耐化学腐蚀性能	硫酸钠饱和液	5 级无明显变化	合格
40.	表面耐化学腐蚀性能	37% 氢氧化钾溶液	5 级无明显变化	合格
41.	表面耐化学腐蚀性能	异戊醚	5 级无明显变化	合格
42.	表面耐化学腐蚀性能	王水	5 级无明显变化	合格
43.	表面耐化学腐蚀性能	铬酸洗液	5 级无明显变化	合格
44.	表面耐化学腐蚀性能	龙胆紫	5 级无明显变化	合格
45.	表面耐化学腐蚀性能	二氯甲烷	5 级无明显变化	合格
46.	表面耐化学腐蚀性能	饱和氯化锌溶液	5 级无明显变化	合格
47.	表面耐化学腐蚀性能	高锰酸钾溶液	5 级无明显变化	合格
48.	表面耐化学腐蚀性能	亚甲基蓝	5 级无明显变化	合格
49.	表面耐化学腐蚀性能	正己烷	5 级无明显变化	合格
50.	表面耐化学腐蚀性能	一氯化碳	5 级无明显变化	合格
51.	表面耐化学腐蚀性能	片状氢氧化钠	5 级无明显变化	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI202507240A1330

52.	表面耐化学腐蚀性能	三氯乙烯	5 级无明显变化	合格
53.	表面耐化学腐蚀性能	碘酒	5 级无明显变化	合格
54.	表面耐化学腐蚀性能	丁醇	5 级无明显变化	合格
55.	表面耐化学腐蚀性能	二甲基甲酰胺	5 级无明显变化	合格
56.	表面耐化学腐蚀性能	硫酸: 硝酸混合液	5 级无明显变化	合格
57.	表面耐化学腐蚀性能	硝酸: 盐酸混合液	5 级无明显变化	合格
58.	表面耐化学腐蚀性能	蓝黑墨水	5 级无明显变化	合格
59.	表面耐化学腐蚀性能	二恶烷	5 级无明显变化	合格
60.	表面耐化学腐蚀性能	萘	5 级无明显变化	合格
61.	表面耐化学腐蚀性能	88% 甲酸	5 级无明显变化	合格
62.	表面耐化学腐蚀性能	乙醚	5 级无明显变化	合格
63.	表面耐化学腐蚀性能	四氢呋喃	5 级无明显变化	合格
64.	表面耐化学腐蚀性能	40% 氢氟酸	5 级无明显变化	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202507240A1330

65.	表面耐化学腐蚀性能	90% 高氯酸	5 级无明显变化	合格
66.	表面耐化学腐蚀性能	37% 盐酸	5 级无明显变化	合格
67.	表面耐化学腐蚀性能	85% 磷酸	5 级无明显变化	合格
68.	表面耐化学腐蚀性能	65% 硝酸	5 级无明显变化	合格
69.	表面耐化学腐蚀性能	孔雀绿	5 级无明显变化	合格
70.	表面耐化学腐蚀性能	草酸饱和液	5 级无明显变化	合格
71.	表面耐化学腐蚀性能	37% 甲醛	5 级无明显变化	合格
72.	表面耐化学腐蚀性能	无水甲醇	5 级无明显变化	合格
73.	表面耐化学腐蚀性能	汽油	5 级无明显变化	合格
74.	表面耐化学腐蚀性能	20% 磷酸	5 级无明显变化	合格
75.	表面耐化学腐蚀性能	草莓汁	5 级无明显变化	合格
76.	表面耐化学腐蚀性能	洗涤剂	5 级无明显变化	合格
77.	表面耐化学腐蚀性能	对甲酚	5 级无明显变化	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI202507240A1330

78.	表面耐化学腐蚀性 性能	染发精	5 级无明显变化	合格
79.	表面耐化学腐蚀性 性能	四氯化碳	5 级无明显变化	合格
80.	表面耐化学腐蚀性 性能	甲酚红乙醇	5 级无明显变化	合格
81.	表面耐化学腐蚀性 性能	10% 氯化铁	5 级无明显变化	合格
82.	表面耐化学腐蚀性 性能	1% 硝酸银	5 级无明显变化	合格
83.	表面耐化学腐蚀性 性能	磷酸氢二钠	5 级无明显变化	合格
84.	表面耐化学腐蚀性 性能	酱油	5 级无明显变化	合格
85.	表面耐化学腐蚀性 性能	机油	5 级无明显变化	合格
86.	表面耐化学腐蚀性 性能	鞋油	5 级无明显变化	合格
87.	表面耐化学腐蚀性 性能	口红	5 级无明显变化	合格
88.	表面耐化学腐蚀性 性能	米醋	5 级无明显变化	合格
89.	表面耐化学腐蚀性 性能	咖啡	5 级无明显变化	合格
90.	表面耐化学腐蚀性 性能	苹果汁	5 级无明显变化	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



## 注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

\*\*\*报告结束\*\*\*