



检测报告

Test Report

送检企业: 江苏赛尔印刷器材有限公司

样品名称: 无水乙醇

检验类别: 委托检验



厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co., Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202509020A1431

样品名称	: 无水乙醇	型号规格	: /
商标	: /	样品数量	: 1 pcs
委托单位	: 江苏赛尔印刷器材有限公司		
委托单位地址	: 镇江市扬中市港隆路万洋众创城 8 号楼		
生产单位	: 江苏赛尔印刷器材有限公司		
生产单位地址	: 镇江市扬中市港隆路万洋众创城 8 号楼		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2025 年 08 月 25 日-2025 年 09 月 02 日
签发日期	: 2025 年 09 月 02 日		
检验依据	: GB/T 678-2023 《化学试剂 乙醇（无水乙醇）》 GB/T 9722-2006 《化学试剂 气相色谱法通则》 GB/T 606-2003 《化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法》 GB/T 9721-2006 《化学试剂 分子吸收分光光度法通则（紫外和可见光部分）》		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.8%
测试结果	: 本次委托检验，所检项目全部符合标准要求，达到标准要求		

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群

报告签发: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



检测结果:

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	乙醇含量 (CH ₃ CH ₂ OH), w/%	≥ 99.7	99.85	合格
2	色度, 黑曾单位	≤ 10	5	合格
3	气味	无异臭	无异臭	合格
4	水分 (H ₂ O), w/%	≤ 0.3	0.02	合格
5	酸度 (以 H ⁺ 计), mmol/100g	≤ 0.04	0.01	合格
6	碱度 (以 OH ⁻ 计), mmol/100g	≤ 0.005	未检出	合格
7	甲醇 (CH ₃ OH), w/%	≤ 0.02	0.005	合格
8	异丙醇 (CH ₃ CHOHCH ₃), w/%	≤ 0.2	0.05	合格
9	羰基化合物 (以 CO 计), w/%	≤ 0.003	0.001	合格
10	蒸发残渣, w/%	≤ 0.001	0.0005	合格
11	硫酸试验色度, 黑曾单位	≤ 10	8	合格
12	还原高锰酸钾物质	通过试验	通过	合格

*****以下无正文*****

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com