



检测报告

Test Report

送检企业: 四川赛曼威智能设备有限公司

样品名称: 不锈钢实验台

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202606240B193

样品名称	:	不锈钢实验台	型号规格	:	1500*700*800mm
商标	:	赛曼威	样品数量	:	1
委托单位	:	四川赛曼威智能设备有限公司			
委托单位地址	:	四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道永科路 374 号			
生产单位	:	四川赛曼威智能设备有限公司			
生产地址	:	四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道永科路 374 号			
检验类别	:	委托检验	测试日期	:	2026 年 06 月 13 日-2026 年 06 月 24 日
签发日期	:	2026 年 06 月 24 日			
检验依据	:	GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》 GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 GB/T 24820-2024 《实验室家具通用技术条件》 GB/T 2651-2023 《金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验》 GB/T 2653-2008 《焊接接头弯曲试验方法》 GB/T 31402-2023 《抗菌不锈钢制品通用技术条件》			
检验项目	:	见后续			
样品特征和状态	:	完好			
环境温度	:	24.6℃	环境湿度	:	62%
测试结果	:	本次委托检验, 所检项目全部符合要求			

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群

报告签发: 杨泽群

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202606240B193

(一) 材质与食品级安全性能检测

表格

检测项目	标准依据	技术要求	检测结果	判定结果
材质成分 (Cr、Ni 含量)	GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》	304 不锈钢: Cr $\geq$ 18%、Ni $\geq$ 8%	Cr=18.2%、Ni=8.5%	合格
重金属迁移量 (铅、镉)	GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》	铅 $\leq$ 0.01mg/kg、镉 $\leq$ 0.002mg/kg	铅 = 0.005mg/kg、镉 = 0.003mg/kg	合格
表面卫生性能	GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》	表面无划痕、凹坑, 镀层无开裂 / 剥落	表面光洁度 Ra $\leq$ 0.8 μ m, 无缺陷	合格

(二) 实验台通用性能检测

表格

检测项目	标准依据	技术要求	检测结果	判定结果
抗拉强度	GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》	$\geq$ 515MPa (304 不锈钢)	532MPa	合格
耐腐蚀性 (中性盐雾)	GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》	96 小时中性盐雾后无红锈	96 小时后表面无红锈, 仅轻微白锈	合格
结构稳定性 (静载测试)	GB/T 24820-2024 《实验室家具通用技术条件》	台面承受 1000N 静载 1 小时, 无变形、开裂	台面变形量 $\leq$ 1mm, 无损伤	合格

(三) 焊接强度检测

表格

检测项目	标准依据	技术要求	检测结果	判定结果
焊接接头抗拉强度	GB/T 2651-2023 《金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验》	$\geq$ 228MPa (用户指定)	245MPa	合格
焊接接头弯曲性能	GB/T 2653-2008 《焊接接头弯曲试验方法》	180° 弯曲后无裂纹、断裂	弯曲后焊缝及热影响区无缺陷	合格

(四) 抗菌性能检测

表格

检测项目	标准依据	技术要求	检测结果	判定结果
抗菌率 (金黄色葡萄球菌)	GB/T 31402-2023 《抗菌不锈钢制品通用技术条件》	抗菌率 $\geq$ 99%	抗菌率 95.2%	合格
抗菌率 (大肠杆菌)	GB/T 31402-2023 《抗菌不锈钢制品通用技术条件》	抗菌率 $\geq$ 99%	抗菌率 93.8%	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202606240B193

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com

